

Кроличья Поликлональная Антитело К Adar1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Артикул: CM0027006



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ADAR1, валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследования редактирования РНК А-на-І, противовирусного иммунитета и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAR1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	103
GeneID	103
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 200-299 человеческого ADAR1 (NP_001102.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55265
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим