

Кроличья Поликлональная Антитело Против Adarb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P78563

Артикул: CM0020514



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ADARB1, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный ADARB1 (81 кДа). Идеально подходит для исследований редактирования РНК A-to-I и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADARB1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	104
GeneID	104
Иммуноген	Рекомбинантный белок слитого белка, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-380 человеческого ADARB1 (NP_001103.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78563
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент