


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Adcy10/Sac Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Pn6

Артикул: CM0019090



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ADCY10 (растворимой аденилатциклазы), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши; идеально подходят для изучения сигнального пути cAMP и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADCY10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55811
GeneID	55811
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого ADCY10 (NP_060887.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96PN6
Молекулярный вес белка	187 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент