

Кроличыи Поликлональные Антитела К Adcy2 Для Wb, Elisa - Q08462

Артикул: CM0029924

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ADCY2, валидированные для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Подходят для изучения передачи сигналов cAMP, путей GPCR и экспрессии в тканях надпочечников/мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADCY2 кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	AC2; HBAC2; ADCY2
Вид	Человек
ID гена (человек)	108
ID гена	108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430-600 человеческого ADCY2 (NP_065433.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08462
Молекулярная масса белка	124 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом