

Кроличыи Поликлональные Антитела К Adcyap1R1 (Pac1) Для Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Артикул: CM0025214



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому ADCYAP1R1 (рецептор PAC1/PACAP), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADCYAP1R1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Вид	Человек
GeneID (человек)	117
GeneID	117
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 25-140 человеческого ADCYAP1R1 (NP_001109.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41586
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Ледяной пакет