


Кроличье Поликлональное Антитело Против Аденозиндезаминазы (Ada) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P00813

Артикул: CM0013439



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую аденозиндезаминазу (ADA). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Подходит для исследований пуринового метаболизма, активации Т-клеток и аденозиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против аденозиндезаминазы (ADA)
Примечания/Алиасы	ADA1; Аденозиндезаминаза (ADA)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	100
ID гена	100
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-363 человеческой аденозиндезаминазы (ADA) (NP_000013.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P00813
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом