


Моноклональное Антитело Против Аденилаткиназы 4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27144

Артикул: CM0004223



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой аденилаткиназы 4 (AK4), подходит для Вестерн-блоттинга (WB), имгистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с крысиной AK4. Идеально подходит для исследований гомеостаза нуклеотидов митохондрий, сигналинга AMPK и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к аденилаткиназе 4
Примечания/Альтернативные названия	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; Adenylate kinase 4
Вид	Человек
ID гена (человек)	205
ID гена	205
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 аденилаткиназы 4 человека (P27144)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P27144
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладопакет