

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Adgra3 Для Вб, Ифа — Q8lwk6

Артикул: CM0017170

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ADGRA3 (GPR125) для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследования адгезионных GPCR и путей плоскостной клеточной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADGRA3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	166647
ID гена	166647
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 370-600 человеческого ADGRA3 (NP_660333.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8lwk6
Молекулярная масса белка	146 кДа
Доставка	С холодоэлементом