


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Adgrb3 Для Wb, Elisa - O60242

Артикул: CM0017197



введение

Кроличыи поликлональные антитела к Anti-ADGRB3, валидированные для WB и ELISA. Нацелены на человеческий рецептор B3, сопряженный с G-белком адгезии (BAI3), регулятор синаптогенеза и слияния миобластов. Для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADGRB3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BAI3; ADGRB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	577
GeneID	577
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-280 человеческого ADGRB3 (NP_001695.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60242
Молекулярный вес белка	172кДа
Доставка	Сумка со льдом