

Кроличья Поликлональная Антитела Против Adgrl4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Hbw9

Артикул: CM0014869



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ADGRL4 (ELTD1/ETL) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Валидированы для исследований ангиогенеза, 78 кДа, Swiss-Prot Q9HBW9.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADGRL4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64123
GeneID	64123
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-406 человеческого ADGRL4 (NP_071442.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HBW9
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В термосумке со льдом