

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Для Wb — P07327 / P00325 / P00326

Артикул: CM0021632



введение

Поликлональное кроличье антитело CamelBio, нацеленное на алкогольдегидрогеназы ADH1A/ADH1B/ADH1C. Валидировано для WB, IF-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма алкоголя и функции печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADH1A/ADH1B/ADH1C, кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиас	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	124, 125, 126
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07327, P00325, P00326
Условия доставки	Пакет со льдом