

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Adh1B Для Wb, Elisa — P00325

Артикул: CM0018185



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ADH1B (дегидрогеназу полностью транс-ретинола), валидированное для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с крысой. Подходит для исследований метаболизма ретиноидов, метаболизма алкоголя и связанных применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ADH1B
Примечания/синонимы	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	125
GeneID	125
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 206–375 человеческого ADH1B (NP_000659.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P00325
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом