

Кроличья Поликлональная Антитело Против Adh4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P08319

Артикул: CM0028576



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против ADH4, валидированное для WB и ИФА на образцах человека, с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходит для исследований метаболизма ретинола и алкогольдегидрогеназы. Ознакомьтесь с надежными реагентами для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADH4 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	127
GeneID	127
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-380 человеческого ADH4 (NP_000661.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08319
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	С ледяным пакетом