

Поликлональные Антитела Против Anti-Adh5/Gsnor Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P11766

Артикул: CM0015376



введение

CamelBio предлагает валидированные кроличьи поликлональные антитела против ADH5/GSNOR для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК и ИФА. Нацелены на ADH5 человека, мыши и крысы — ключевую дегидрогеназу формальдегида и S-нитрозоглутатионредуктазу. Идеально подходят для исследований окислительного стресса и сигнальных путей оксида азота.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб против ADH5/GSNOR
Примечания/Псевдоним	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	128
ID гена	128
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-374 человеческого ADH5/GSNOR (NP_000662.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11766
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	В ледяном пакете