

Мышиное Моноклональное Антитело Anti-Adh5/Gsnor Rabbit Для Wb, If-P, Elisa — P11766

Артикул: CM0007255



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на ADH5/GSNOR (SWISS P11766), валидированное для WB, IF-P, ELISA. Обнаруживает ADH5/GSNOR человека, мыши и крысы. Для исследований метаболизма алкоголя, детоксикации формальдегида и S-нитрозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADH5/GSNOR Rabbit mAb
Примечания/синонимы	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-374 человеческого ADH5/GSNOR (NP_000662.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11766
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом