

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Adh5/Gsnor Для Вб, Иф/Икц, Ифа - P11766

Артикул: CM0023703



введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к ADH5/GSNOR (алкогольдегидрогеназа класса 3), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований детоксикации формальдегида и S-нитрозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Вид	Человек
ID гена (человек)	128
ID гена	128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-374 человеческого ADH5/GSNOR (NP_000662.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11766
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовая упаковка