

Поликлональное Кроличье Антитело Против Adh7 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P40394

Артикул: CM0027800



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ADH7 (ретинолдегидрогеназа). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения метаболизма ретиноидов и детоксификации альдегидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADH7 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ADH4; ADH7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	131
GeneID	131
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-386 человеческого ADH7 (NP_000664.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40394
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом