

Поликлональное Антитело Anti-Adhfe1 Для Wb, Elisa — Q8Iww8

Артикул: CM0022711

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ADHFE1 (H0T/ADH8). Применение: WB, ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 41-255). Идеально подходит для изучения митохондриального метаболизма GHB. Молекулярная масса: 50 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ADHFE1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	H0T; ADH8; HMFT2263
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	137872
Идентификатор гена	137872
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 41-255 человеческого ADHFE1 (NP_653251.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q8IWW8
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом