

Поликлональные Антитела Против Адипонектина Для Wb, IHC-P, Elisa - Q15848

Артикул: CM0027876



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против человеческого адипонектина (SWISS Q15848) для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследования метаболических заболеваний и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Adiponectin Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Адипонектин
Вид	Человек
ID гена	9370
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-244 человеческого адипонектина (NP_004788.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15848
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом