

Кроличье Моноклональное Антитело Против Адипонектина Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15848

Артикул: CM0007337



введение

Кроличье mAb против адипонектина (Q15848), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Ключевой адипокин в метаболизме и чувствительности к инсулину, идеально подходит для исследований диабета и ожирения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против адипонектина
Примечания/Альтернативные названия	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Адипонектин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9370
ID гена	9370
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-244 человеческого адипонектина. (NP_004788.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q15848
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом