


Поликлональные Антитела Против Adipor1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96A54

Артикул: CM0016120



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ADIPOR1 (рецептор адипонектина 1, 43 кДа). Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью у мышей и крыс. Идеально подходят для исследований метаболических заболеваний, диабета и ожирения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADIPOR1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51094
ID гена	51094
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-59 человеческого рецептора адипонектина 1 (NP_057083.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96A54
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом