

Поликлональное Антитело Anti-Adipor2 Для Wb, Elisa — Q86V24

Артикул: CM0017076



введение

Кроличье поликлональное антитело ADIPOR2 выявляет рецептор адипонектина 2 человека, мыши и крысы (44 кДа) методом WB и ELISA. Идеально подходит для метаболических исследований метаболизма глюкозы и липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело ADIPOR2
Примечания/синонимы	PAQR2; ACDCR2; ADIPOR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	79602
GeneID	79602
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого ADIPOR2 (NP_078827.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86V24
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом