

Поликлональное Антитело Против Adk Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P55263

Артикул: CM0013536



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против аденозинкиназы человека (ADK). Валидировано для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма аденозина и модификации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ADK
Примечания/синоним	AK; ADK
Вид	Человек
GeneID (человек)	132
GeneID	132
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-345 ADK человека (NP_001114.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55263
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом