

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Adm Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P35318

Артикул: CM0026462



введение

Кроличья pAb против ADM — это поликлональное антитело кролика, полученное против пептида человеческого ADM. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживает человеческий ADM и перекрестно реагирует с мышиным ADM. Подходит для исследований вазодилатации, артериального давления и баланса жидкости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ADM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AM; PAMP; ADM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	133
ID гена	133
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого ADM (NP_001115.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35318
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Ледяной пакет