

Поликлональные Антитела Против Adnp Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q9H2P0

Артикул: CM0027333

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ADNP (Q9H2P0) для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Нацелены на гомеобелок-нейропротектор, зависимый от активности, участвующий в регуляции транскрипции и сигнальном пути WNT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADNP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23394
GeneID	23394
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 843-1102 человеческого ADNP (NP_056154.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H2P0
Молекулярный вес белка	124кДа
Доставка	Сумка со льдом