


Моноклональное Антитело Anti-Adora1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Артикул: CM0004481



введение

Кроличье мАб Anti-ADORA1 для WB, IHC-P, ELISA на человеке, мыши, крысе. Нацелено на аденозиновый рецептор A1, GPCR, опосредующий ингибирующий сигнал. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADORA1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RDC7; ADORA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	134
ID гена	134
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого ADORA1 (P30542)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30542
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Ледяной пакет