


Поликлональные Антитела Против Adora1 Для Вб, Игг-П, Ифа — P30542

Артикул: CM0020142



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ADORA1 (аденозиновый рецептор A1), валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Обнаруживают полосу с молекулярной массой 37 кДа. Идеально подходят для исследования сигнального пути GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADORA1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	RDC7; ADORA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	134
ID гена	134
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-326 человеческого ADORA1 (NP_000665.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30542
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами