

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Adora2B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P29275

Артикул: CM0024383



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого аденозинового рецептора A2b (ADORA2B), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований аденозиновой сигнализации и GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADORA2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADORA2; ADORA2B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	136
GeneID	136
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого ADORA2B (NP_000667.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P29275
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Ледяной пакет