


Поликлональное Антитело Против Adora3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P0Dms8

Артикул: CM0022160



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ADORA3 (A3 аденозиновый рецептор). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуоферментном анализе (ИФА). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований сигналинга GPCR и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADORA3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	A3AR; ADORA3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140
GeneID	140
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого ADORA3 (NP_000668.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P0DMS8
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом