

Поликлональные Антитела Против Adra1A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35348

Артикул: CM0014233



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому ADRA1A (альфа-1A адренергическому рецептору), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для изучения сигналинга катехоламинов и функции сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRA1A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	148
ID гена	148
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 346–475 человеческого ADRA1A (NP_150646.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35348
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет