

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Adra1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P35348

Артикул: CM0009539



введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против человеческого ADRA1A (альфа-1A адренорецептор), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают ADRA1A при ~51 кДа в образцах человека и мыши. Идеальны для исследований сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRA1A Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Вид	Человек
GeneID	148
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 150-250 человеческого ADRA1A (P35348)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35348
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент