


Кроличья Поликлональная Антитела Против Adra2A Для Вб - P08913

Артикул: CM0025251



введение

Кроличья поликлональная антитела против ADRA2A, валидированная для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает полосу 51 кДа и перекрестно реагирует с ADRA2A человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга GPCR, кардиологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRA2A Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	150
GeneID	150
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 240-380 человеческого ADRA2A (NP_000672.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08913
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Хладоэлемент