


Анти-Adra2C Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P18825

Артикул: CM0021483



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого ADRA2C (альфа-2C адренергический рецептор). Валидировано для WB, ELISA; перекрестная реакция с человеком и мышью. Подходит для сердечно-сосудистых и неврологических исследований артериального давления, липолиза, высвобождения инсулина и нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRA2C кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ADRA2L2; ADRARL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
Вид	Человек
GeneID (человек)	152
GeneID	152
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-380 человеческого ADRA2C (NP_000674.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P18825
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом