


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Adrb2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P07550

Артикул: CM0019647



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к ADRB2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути бета-2-адренергического рецептора в исследованиях сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRB2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	154
GeneID	154
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого ADRB2 (NP_000015.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07550
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом