


Кроличье Поликлональное Антитело К Adrb3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P13945

Артикул: CM0027361



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ADRB3 (бета-3 адренорецептора). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для исследований термогенеза, липолиза и GPCR-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRB3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	БЕТА3АР; ADRB3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	155
ID гена	155
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ADRB3 (NP_000016.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13945
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом