

Поликлональные Антитела Против Adrbk2 (Grk3, Bark2) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Артикул: CM0023564

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого ADRBK2 (GRK3/BARK2) для WB, IHC-P, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Исследование сигналинга и десенсibilизации GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличьи rAb против ADRBK2
Примечания/Псевдоним	BARK2; ADRBK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	157
GeneID	157
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ADRBK2 (NP_005151.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35626
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом