


Анти-Adrm1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q16186

Артикул: CM0030215



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против ADRM1 (протеасомный убиквитиновый рецептор, Rpn13). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Поддерживают исследования протеасомы и убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADRM1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11047
GeneID	11047
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 108-407 человеческого ADRM1 (NP_008933.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16186
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом