

Поликлональное Антитело Anti-Adsl Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P30566

Артикул: CM0025815



введение

Поликлональное антитело Anti-ADSL, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Нацелено на фермент биосинтеза пуринов аденилосукцинат-лиазу. Идеально для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADSL Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
Вид	Человек
GeneID (человек)	158
GeneID	158
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого ADSL (NP_000017.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30566
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В термokonтейнере со льдом