

Моноклональное Антитело Кролика Против Adss 2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30520

Артикул: CM0002377



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против человеческой аденилсукцинат-синтетазы изофермента 2 (AdSS 2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований метаболизма пуринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AdSS 2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	159
GeneID	159
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30520
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом