

Анти-Aebp2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - Q6Zn18

Артикул: CM0030739



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого AEBP2 (Zinc finger protein AEBP2), валидированная для WB, IHC-P и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. AEBP2 — это вспомогательная субъединица PRC2, опосредующая триметилирование H3K27 и транскрипционную репрессию. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AEBP2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AEBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	121536
GeneID	121536
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-503 человеческого AEBP2 (NP_694939.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZN18
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент