

Кроличья Моноклональная Антитело Anti-Aer61/Eogt Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q5Ndl2

Артикул: CM0003734

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческой EGF-доменной специфичной О-связанной N-ацетилглюкозаминтрансферазы (EOGT/AER61). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области гликобиологии и модификации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело AER61 кролика
Примечания/синонимы	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
Вид	Человек
ID гена (человек)	285203
ID гена	285203
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого AER61 (NP_775925.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5NDL2
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Хладоэлемент