

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Aes Для Вестерн-Блота, Ифа - Q08117

Артикул: CM0026768

введение

Кроличьи поликлональные антитела против AES/TLE5, транскрипционного корепрессора пути Wnt. Подходит для Вестерн-блота и ИФА, реагируют с белками человека и мыши. UniProt Q08117.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AES кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Вид	Человек
ИД гена	166 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-264 человеческого AES (NP_945320.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08117
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами