


Кроличыи Поликлональные Антитела К Aff4 Для Wb, Elisa - Q9Uhb7

Артикул: CM0028559



введение

Кроличыи поликлональные антитела к AFF4 (SWISS: Q9UHB7), валидированные для методов WB и ELISA, подходят для исследований комплекса элонгации транскрипции в образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения комплекса SEC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFF4 кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	MCEF; CHOPS; AF5Q31; AFF4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	27125
Идентификатор гена	27125
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 AFF4 человека (NP_055238.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UHB7
Молекулярная масса белка	127 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет