


Моноклональное Антитело К Afg3L2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Иммунофлуоресценции На Препаратах, Иммуногистохимии На Препаратах, Elisa - Q9Y4W6

Артикул: CM0010031



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого AFG3L2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на препаратах, иммуногистохимии на препаратах, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований митохондриальных протеаз и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFG3L2 Кроличье PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	OPA12; SCA28; SPAX5
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	10939
Идентификатор гена	10939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 538-797 человеческого AFG3L2 (NP_006787.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на препаратах, иммуногистохимия на препаратах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4W6
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом