


Моноклональное Антитело Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Для Wb, Ihc-P, If/Icc — Q9Y4W6

Артикул: CM0009080



введение

Кролиچه моноклональное антитело Anti-AFG3L2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с AFG3L2 человека, мыши и крысы (89 кДа) — митохондриальной m-AAA-протеазой, связанной со спиноцеребеллярной атаксией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело к AFG3L2
Примечания/синонимы	OPA12; SCA28; SPAX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	10939
GeneID	10939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 538-797 человеческого AFG3L2 NP_006787.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4W6
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом