


Кроличыи Поликлональные Антитела К Afg3L2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Артикул: CM0022339



введение

Кроличыи поликлональные антитела к AFG3L2, валидированные для WB, IHC-P, IP, ELISA; перекрестная реакция с человеческим, мышиным и крысиным белком. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходят для исследований m-AAA протеазы внутренней митохондриальной мембраны и изучения спинноцеребеллярной атаксии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFG3L2 кроличыи pAb
Примечания/Синонимы	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10939
ID гена	10939
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 538–797 человеческого AFG3L2 (NP_006787.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реакция	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4W6
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодильный пакет