


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Afg3L2 Для Wb, IHC-P, Ip, Elisa — Q9Y4W6

Артикул: CM0021149



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого AFG3L2 (м-AAA-протеаза), валидированное для WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований контроля качества митохондрий и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFG3L2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10939
GeneID	10939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 538–797 человеческого AFG3L2 (NP_006787.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4W6
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом