

Поликлональное Антитело Кролика Против Afm Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43652

Артикул: CM0017198



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого афмина (AFM), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и транспорта витамина E.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AFM Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALF; ALB2; ALBA; AFM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	173
GeneID	173
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-599 человеческого AFM (NP_001124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P43652
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В сумке со льдом