

Моноклональное Антитело К Ager Для Wb - Q15109

Артикул: CM0008675



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к AGER (RAGE), валидированное для методов WB, IF, ИHC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований передачи сигналов RAGE, воспаления и возрастных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGER Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	RAGE; sRAGE; SCARJ1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	177
Идентификатор гена	177
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-344 AGER человека. (NP_001127.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15109
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом