

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ager Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Ифа - Q15109

Артикул: CM0006575



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому AGER/RAGE (43 кДа). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ИФА. Идеально для изучения воспаления, осложнений диабета и рецептор-опосредованных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGER Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Вид	Человек
GeneID	177
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого AGER
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15109
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом